

# Segutem® Baby Temp

## TERMOMETRO DE CHUPON PARA BEBE MOD. NT-01 °C

POR FAVOR LEA CUIDADOSAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR EL TERMÓMETRO.

**SEGUTEM® BABY TEMP**, el chupón del termómetro digital esta fabricado de silicagel, que es un suave material que no lastima la boca del bebé, la temperatura se toma a través de micro electrones. Todas las piezas están diseñadas considerando que un bebé usara este termómetro, las suaves curvas del chupón y el cuerpo del termómetro están diseñadas para ellos.

### ESPECIFICACIONES:

RANGO: 32.0 °C- 42.0 °C  
PRECISION: +/- 0.1 °C 35.0 °C A 42.0 °C  
              +/- 0.2 °C DEBAJO DE 35.0 °C  
PANTALLA: CRISTAL LIQUIDO 3½ DIGITOS  
BATERIA: UNA BATERIA 1.5V (LR41)  
CONSUMO: 0.15 miniwatts  
ALARMA: APROX. 4 SEG. CUANDO SE HAYA TOMADO LA TEMPERATURA MAS ALTA.

### MODO DE EMPLEO:

- 1.- Presione el botón on / off, se escuchara un "beep" y se leerá por 2 segundos la ultima temperatura tomada, después aparecerá L°C.
- 2.- Ponga el chupón en la boca del bebé, una vez que deje de parpadear la señal °C (usualmente en 3 minutos) la temperatura más alta se habrá tomado y se podrá leer en la pantalla.
- 3.- Presione el botón on / off para apagar el termómetro una vez que se haya tomado la temperatura, de ser así este se apagara automáticamente 10 minutos después de que no se utilice.
- 4.- Después de limpiar y estilizar el chupón, póngalo en su estuche y guárdelo en el botiquín o en un lugar seguro.

**NOTA:** EN EL PASO 1 SI LA TEMPERATURA AMBIENTE ES SUPERIOR A 32.0 °C ESTA TEMPERATURA SE LEERA EN VEZ DE L°C.

### PRECAUCIONES:

- No tirar o golpear
- Solo el chupón es a prueba de agua, no mojar la pantalla.
- No debe sumergir el chupón en agua hirviendo, solo limpie con un paño y esterilice el chupón con alcohol (el termómetro debe estar apagado).
- No ponga en contacto el termómetro con solventes o corrosivos.
- Guarde el termómetro en un lugar fresco y seco.
- No desarme el termómetro.

**REG. SSA. 2154C2002**

COMERCIAL DISTRIBUIDORA APA, S.A. DE C.V.  
SUR 73 No. 418 COL. JUSTO SIERRA C.P. 09460  
MEXICO, D.F. TEL/FAX 01 (55) 85909380  
VISITENOS EN: [www.codiapasa.com](http://www.codiapasa.com)  
E-MAIL: [info@codiapasa.com](mailto:info@codiapasa.com)